

COLDISEPT NANO SILVER

Nosies purškalas

Medicinos priemonė purškalo forma pašalina nosies gleivinės džiūvimo ir dirginimo pojūtį bei apsaugo nuo žalingų išorinių veiksnių.

COLDISEPT nanoSILVER nosies purškalas drėkina ir ramina nosies gleivinę, padeda palaikyti jos regeneraciją ir pašalina deginimo pojūtį.

Priemonėje yra sidabro nanodalelių, kurios riboja bakterijų augimą. Priemonė sukuria nuo bakterijų ir virusų apsaugantį gelio sluoksnį bei padeda palaikyti gleivinės regeneraciją.

Priemonės savybės lemia mineralinių druskų ir augalinių ekstraktų poveikis.

SUDEDAMOSIOS DALYS

Išgrynintas vanduo, sidabro nanokoloidinis tirpalas, (karagenų) ekstraktas, sorbitolis, glicerolis, mineralinės druskos (kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio chloridas, kalcio chlorido heksahidratas, magnio chlorido heksahidratas), natrio benzoatas, citrinos rūgštis.

INDIKACIJOS

Naudojamas visais atvejais, kai pasireiškia nosies takų džiūvimas ir dirginimas, nepriklausomai nuo priežasties. Ypač tinka naudoti:

- jeigu yra atrofinis rinitas;
- jeigu yra infekcinis ar alerginis rinitas;
- jeigu naudojama nosies gleivinės epitelį pažeidžiančių vaistų;
- jeigu yra sinusitas;
- jeigu būnama užterštame ore ar dulkėse;
- jeigu būnama aplinkoje, kur yra labai didelė ar labai maža temperatūra;
- senyviems žmonėms;
- jeigu yra centrinio šildymo ar oro kondicionavimo sukeltas džiūvimas;
- rūkant.

ŠALUTINIS POVEIKIS

Šalutinis COLDISEPT nanoSILVER nosies purškalo poveikis nėra žinomas, tačiau negalima paneigti alergijos simptomų atsiradimo galimybės, ypač jautriems asmenims. Jei pasireiškia alerginė reakcija, nutraukite priemonės naudojimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nenaudokite priemonės, jei esate alergiški bet kokiai sudedamajai daliai.

Nenaudokite priemonės, jei esate alergiški metaliniam sidabru.

Saugokitės nuo atsitiktinio sąlyčio su akimis.

Jei pasireiškia bet kokių nerimą keliančių simptomų, priemonės naudojimą nutraukite.

Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui!

Užteršus nuimkite aplikatorių, jį nuplaukite ir pavirinkite ar kruopščiai nuskalaukite verdančiu vandeniu.

Nėščioms moterims ir jaunesniems kaip 6 metų vaikams priemonę galima naudoti tik prižiūrint medikui.

Priemonę galima naudoti ilgą laikotarpį nekeliant pripratimo, šalutinio poveikio ar komplikacijų rizikai.

Apie bet kokią su priemone susijusį sunkų incidentą būtina pranešti gamintojui ir šalies, kurioje naudotojas gyvena, kompetentingai institucijai.

Kompetentinga nacionalinė sveikatos priežiūros institucija: Valstybinė akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS

Naudokite priemonę 3-4 kartus per dieną, atsižvelgdami į individualų poreikį.
Prieš pirmąjį naudojimą kelis kartus nuspauskite dozatorių.
Aplikatorių įkiškite į nosies šnervę.
Į kiekvieną šnervę išpurškite 1-2 dozes.

LAIKYMAS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
20 ml pakuotė

Pagaminta ES pagal: Alpen Pharma AG, Bern, Šveicarija užsakymą